

Gebrauchsanweisung für die CAD/CAM-Titanbasen, CEREC®

1. Hersteller

Dentaurum Implants GmbH I Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Germany

2. Kurzbeschreibung

Jeweils eine CAD/CAM-Titanbasis, CEREC® wird zusammen mit einer Abutment-schraube unsteril geliefert. Alle Teile sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Der Scankörper muss separat über die Firma Sirona erworben werden. Auf die CAD/CAM-Titanbasis, CEREC® können individuell gefertigte Mesostrukturen oder Provisoren geklebt werden. Die verklebten Teile werden im Mund mit der Abutmentschraube auf dem passenden Implantat verschraubt. Der Scankörper dient ausschließlich zur Erfassung der Implantatlage für die Konstruktion in der Software inLab 3D. Die CAD/CAM-Titanbasis, CEREC® gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, die zu jeweils einem bestimmten Durchmesser des tiologic® Implantatsystems kompatibel ist.

Implantattypen	Implantat- durchmesser	CAD/CAM-Titanbasis CEREC von Dentaurum Implants	TiBase Scanbody von Sirona
tiologic®	3.3 mm	386-195-00	62 82 615
	3.7 mm	386-295-00	
	4.2 mm	386-395-00	
	4.8 mm		
	5.5 mm		
tioLogic® ST	3.3 mm	386-195-00	62 82 615
	3.7 mm	386-295-00	
	4.2 mm	386-395-00	
	4.8 mm		
	5.5 mm		

3. Materialien

CAD/CAM Titanbasis	3.7165
AnoTite Schraube	3.7165

4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Sirona Dental CAD/CAM-System ist für die Herstellung von optischen Abdrücken zur Erfassung der topografischen Merkmale von Zähnen, dentalen Abdrücken oder Gipsmodellen mithilfe computerunterstützter Konstruktion und Fertigung bei Patienten indiziert, die Dentalrestaurationen und -prothesen benötigen. Das System kann auch bei der Bearbeitung von Mesostrukturen eingesetzt werden (restaurative Dentalprothesen, die in Verbindung mit enossaln Implantat-Abutments verwendet werden).

Das System, das auch bei der Bearbeitung von Mesostrukturen eingesetzt werden kann, umfasst: CAD/CAM-Titanbasis, CEREC®.

CAD/CAM-Titanbasen, CEREC® werden in einem Implantat als prothetische Titanbasis zum Aufkleben auf Mesostrukturen fixiert, um die Funktion und Ästhetik im Mundraum wiederherzustellen.

Kontraindikationen sind:

- Mangelhafte Mundhygiene
- Platzmangel
- Bruxismus
- Restaurationen von einzelnen Zähnen mit Freiendsattel
- Restaurationen, deren Länge ein Verhältnis von 1:1,25 im Vergleich zur Länge des Implantats übersteigt.
- Restaurationen mit einer Winkelkorrektur von mehr als 15° in der Aufbaulinie S und 20° in den Aufbaulinien M und L zur Implantatachse
- Für Indikationen mit geringer vestibulo-oraler Knochbreite stehen tiologic® Implantate ø 3.3 mm zur Verfügung. Sie haben aufgrund ihres kleineren Durchmessers und Ihrer geringeren Belastbarkeit (im Vergleich z.B. mit tiologic® Implantaten ø 4.2 mm) eine eingeschränkte Indikation. Im zahnllosen Kiefer müssen mindestens vier tiologic® Implantate mit einer verblockten Stegversorgung inseriert werden. Im teilbezahnten Kiefer sind sie bei implantatgetragenen Versorgungn mit tiologic® Implantaten ø 4.2 mm / ø 4.8 mm / ø 5.5 mm zu kombinieren und die prothetische Ausarbeitung feststzend verblockt zu gestalten. Bei der Versorgung mit Einzelkronen sind tiologic® Implantate ø 3.3 mm nur für die unteren Incisivi oder die oberen lateralen Incisivi und nur mit einer Länge von mindestens 11.0 mm einzusetzen. Für Versorgungn mit Einzelkronen auf tiologic® Implantaten ø 3.7 mm, ø 4.2 mm, ø 4.8 mm und ø 5.5 mm ist eine Mindestlänge von 9.0 mm vorzusehen.

Nur für USA

VORSICHT: Laut Bundesgesetz der USA darf dieses Produkt nur an Ärzte, Zahnärzte oder lizenzierte Fachleute bzw. in deren Auftrag verkauft werden.

5. Verarbeitungshinweise

5.1 Scannen

- Stecken Sie die CAD/CAM-Titanbasis, CEREC® auf das passende Laboranalog im Meistermodell und schrauben es mit der mitgelieferten AnoTite Schraube fest.
- Stecken Sie den entsprechenden Scankörper (siehe Punkt 2) auf die CAD/CAM-Titanbasis, CEREC®, bis dieser spaltfrei damit abschließt und achten Sie dabei auf die vorgesehene Führungsnut. Der Scankörper ist ohne Puder/Scanspray scanbar.
- Scannen Sie die Situation wahlweise mit inEos Blue, inEos, CEREC 3 oder CEREC AC auf.
- Konstruieren Sie mit der Software inLab 3D for Abutments V3.65 oder mit der Software inLab 3D V3.80 (oder höher) die individuelle Form der Mesostruktur unter Berücksichtigung folgender Hinweise: Da das tiologic® Implantatsystem zum aktuellen Zeitpunkt in der Sirona CEREC® Software nicht integriert ist, kann für die Bearbeitung in der Software alternativ das camlog® Implantatsystem ausgewählt werden. Hierbei sind folgende Hinweise zu beachten: Bitte prüfen Sie die korrekte Position der Konstruktion vor dem Schleifvorgang. Bei der Auswahl des camlog® Implantatsystems mit drei Positionierungsmöglichkeiten kann unter Umständen eine Korrektur notwendig sein. Wird dies

nicht beachtet, kann die Mesostruktur ggf. nicht korrekt ausgerichtet werden. Die Korrektur erfolgt durch Einbringen einer entsprechenden Ausnehmung in der korrigierten Position in der ungesinterten Mesostruktur. Schleifen Sie anschließend die Form aus einem inCoris Zi meso-Block (siehe inLab 3D/inLab 3D for Abutments, Handbuch für den Anwender). Beachten Sie dazu unbedingt die Hinweise zu Konstruktion, Nachbearbeitung und Sintern von Zirkonoxid in der Gebrauchsanweisung für inCoris Zi meso-Blöcke.

5.2 Verarbeitung der CAD/CAM-Titanbasis, CEREC®

Der Durchmesser der CAD/CAM-Titanbasis, CEREC® darf nicht reduziert werden, z.B. durch Beschleifen. Ein Kürzen der CAD/CAM-Titanbasis, CEREC® ist nicht empfohlen.

Die Kontaktflächen der CAD/CAM-Titanbasis, CEREC® zum Implantat dürfen weder abgestrahlt noch anderweitig bearbeitet werden! Nur die für die Verklebung mit einer Mesostruktur vorgesehenen Flächen der CAD/CAM-Titanbasis, CEREC® müssen gestrahlt (50 µm Aluminiumoxid, max. 2,0 bar) und anschließend gereinigt (Alkohol oder Dampf) werden. Zum Schutz der Innenverbindung sollte die CAD/CAM-Titanbasis, CEREC® in einem Laboranalog fixiert werden. Verwenden Sie als Kleber zum Verbinden von CAD/CAM-Titanbasis, CEREC® und gesinterter inCoris Zi-Mesostruktur „PANAVIA™ F 2.0“, (Gebrauchsanweisung Panavia beachten: www.kuraray-dental.de) extraoral.

- Zur leichteren Handhabung während der Verklebung empfiehlt es sich, die CAD/CAM-Titanbasis, CEREC® in ein Laborimplantat bzw. eine Polierhilfe einzuschrauben.
- Decken Sie den Innensechskantkopf der Abutmentschraube mit Wachs ab.
- Mischen Sie den Kleber nach Herstellerangaben an und tragen Sie ihn auf die CAD/CAM-Titanbasis, CEREC® auf.
- Schieben Sie die gesinterte inCoris Zi-Mesostruktur bis zum Anschlag auf. Beachten Sie das Einrasten der Rotations- und Positionssicherung.
- Entfernen Sie grobe Kleberüberschüsse sofort.
- Zum endgültigen Aushärten des Klebers bringen Sie den Airblocker („Oxyguard“) am Übergang Keramik/Titan und in den Schraubenkamin auf.
- Entfernen Sie nach der Aushärtung die Überschüsse mit einem Gummipolierer.

5.3 Hinweise für den Zahnarzt

Die CAD/CAM-Titanbasen werden unsteril ausgeliefert. Es ist die Gebrauchsanweisung des Implantatherstellers zu beachten.

5.3.1 Sterilisation

Die individuellen Abutments sind vor dem Einsetzen zu sterilisieren. Außerdem sind die vor Ort geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die für eine Zahnarztpraxis geltenden Hygienevorschriften zu beachten.

Verwenden Sie zur Sterilisation der individuellen Abutments nur die für Zahnarztpraxen geltenden Hygienevorschriften und validierten Sterilisationsverfahren. Beachten Sie die Sterilisationsparameter.

Die Dampfsterilisation kann mit dem fraktionierten Vakuum- oder dem Gravitationsverfahren erfolgen. Die Sterilisationszeit beträgt bei 132 °C 5 Minuten oder bei 121 °C 15 Minuten. Die Dampfsterilisation darf nur mit Geräten ausgeführt werden, die den Normen EN 13060 bzw. EN 285 entsprechen.

Die Validierung der Sterilisationsverfahren erfolgte gemäß EN ISO 17664.

Die Verantwortung für die Sterilität des individuellen Abutments liegt beim Anwender. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass bei der Sterilisation nur geeignete Geräte, Materialien und produktspezifisch validierte Verfahren zum Einsatz kommen. Es muss sichergestellt werden, dass die zur Anwendung kommenden Verfahren validiert sind. Die Ausrüstung und die Geräte müssen ordnungsgemäß instand gehalten und regelmäßig gewartet werden. Der Verarbeiter (Zahntechniker) der CAD/CAM-Titanbasis, CEREC® und der Mesostruktur muss den Behandler auf die Sterilisation vor dem Einsetzen im Patientenmund hinweisen!

5.3.2 Anzugsmomente

AnoTite Schraube CAD/CAM-Titanbasis auf Modell: von Hand
im Mund: 30 Ncm

6. Qualität / Gewährleistung und Haftung / Entwicklung


Entwicklung, klinische Prüfung, Fertigung und Qualitätsüberwachung des tiologic® Produktprogramms erfolgt entsprechend der für Medizinprodukte maßgeblichen Richtlinie 93/42/EWG.

Im Gewährleistungs- und Haftungsausschluss – vorbehaltlich abweichender Regelungen in dieser Kurzanweisung – die Ziffern 9 und 10 unserer Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen maßgeblich.

Ein Gewährleistungs- und Haftungsausschluss besteht insbesondere im Falle eines unsachgemäßen Gebrauchs der Produkte durch den Anwender oder Dritte; dies gilt ebenfalls bei einer Kombination des tiologic® Produktprogramms mit Fremdprodukten, deren Verwendung von Dentaurum Implants nicht ausdrücklich empfohlen wird.

Verarbeitung und Anwendung des Produktes erfolgen außerhalb der Kontrolle von Dentaurum Implants GmbH und stehen allein in der Verantwortung des Anwenders. Die anwendungstechnische Beratung (mündlich und schriftlich) erfolgt nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik, der bei Inverkehrbringen des Produktes bekannt ist. Sie entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, die Eignung der Produkte für die vorgesehenen Indikationen und Anwendungen selbst zu prüfen. Es handelt sich hierbei lediglich um unverbindliche Empfehlungen, aus denen keinerlei Zusicherungen oder Garantiezusagen abgeleitet werden können. Alle Produkte unterliegen einer laufenden Weiterentwicklung unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen Standes wissenschaftlicher Erkenntnisse – Änderungen in Konstruktion, Design und Material sind vorbehalten.

7. Erklärung der verwendeten Symbole

 Bitte Etikett beachten. Zusätzliche Hinweise finden Sie im Internet unter www.dentaurum.de (Erklärung der Symbole REF 989-313-00).

Stand der Information: 05/15

Änderungen vorbehalten

CEREC® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Sirona.

camlog® ist ein eingetragenes Markenzeichen von CAMLOG.

Instructions for use

CAD/CAM Titanium base, CEREC®

1. Manufacturer

Dentaurum Implants GmbH I Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Germany

2. Brief description

One CAD/CAM Titanium base, CEREC® is supplied with one abutment screw, both in non-sterile condition. All components are intended for single use only. The scan body has to be ordered separately at Sirona. Both individually manufactured mesostructures and temporal restorations can be glued on the CAD/CAM Titanium base, CEREC®. The glued components are screwed to the implant with the abutment screw in the patient's mouth. The scan body's sole purpose is to map the implant position for creating the design in the inLab 3D software.

The CAD/CAM Titanium base, CEREC® is available in different versions, each being compatible with a specific diameter of the tiologic® implant system.

Type of implant	Implant diameter	CAD/CAM Titanium base by Dentaurum Implants	TiBase scan body by Sirona
tiologic®	3.3 mm	386-195-00	62 82 615
	3.7 mm	386-295-00	
	4.2 mm	386-395-00	
	4.8 mm		
	5.5 mm		
tioLogic® ST	3.3 mm	386-195-00	62 82 615
	3.7 mm	386-295-00	
	4.2 mm	386-395-00	
	4.8 mm		
	5.5 mm		

3. Materials

CAD/CAM Titanium base	3.7165
AnoTite screw	3.7165

4. Intended use

The Sirona Dental CAD/CAM system is indicated for optical impressions to record the topographical properties of teeth, dental impressions or plaster models by computer-aided design and manufacturing in patients that need dental restorations or prosthetics. The system can also be used to process mesostructures (restorative dental prosthetics used in combination with endosseous implant abutments). The system that can be used for processing mesostructures comprises: CAD/CAM Titanium base, CEREC®.

CAD/CAM titanium bases, CEREC® are fixated in an implant as prosthetic titanium base for adhesion to mesostructures in order to restore function and aesthetics in the oral cavity.

Contraindications:

- Insufficient oral hygiene
- Insufficient space
- Bruxism
- Single restorations with free-end saddle
- Restorations whose length exceeds the ratio of 1:1.25 compared to the length of the implant
- Restorations that require an angulation correction of more than 15° for the S series and more than 20° for the M and L series to the implant axis.
- We offer tiologic® Ø 3.3 mm implants for patients with narrow alveolar ridges. Due to the small diameter and low load capacity (compared to tiologic® Ø 4.2 mm implants), these implants have a limited range of indications. In fully edentulous cases, four or more tiologic® implants must be inserted with a splinted bar restoration.
- In partially edentulous cases, implant supported restorations must be combined with tiologic® Ø 4.2 mm, Ø 4.8 mm or Ø 5.5 mm implants and a splinted fixed prosthetic restoration.
- In single restorations, tiologic® Ø 3.3 mm implants should only be used for the lower incisors or the upper lateral incisors and only with a minimum 11.0 mm implant length.
- Single restorations on tiologic® Ø 3.7 mm, Ø 4.2 mm, Ø 4.8 mm or Ø 5.5 mm implants require a minimum 9.0 mm implant length.

For the USA only

CAUTION: The federal law of the USA restricts the sale of this product to or on the order of physicians, dentists or licensed practitioners.

5. Notes on processing

5.1 Scanning

- Tighten the CAD/CAM Titanium base, CEREC® on the matching laboratory analog in the master model with the supplied AnoTite screw.
- Place the respective scan body (see section 2) on the CAD/CAM Titanium base, CEREC® making sure it is seamlessly seated using the provided guide groove. The scan body can be scanned without powder or scan spray.
- Scan the model alternatively with inEos Blue, inEos, CEREC 3 or CEREC AC.
- Design the individual shape of the mesostructure with inLab 3D for Abutments V3.65 or with inLab 3D V3.80 (or higher) taking into account the following indications: Since the tiologic® implant system is currently not integrated in the Sirona CEREC® software, the camlog® implant system can be alternatively selected within the software for the design process. Please note: Check the correct position of the restoration before the grinding process. If you choose a camlog® implant system with three positioning options, a correction could be necessary. If this is not observed, the mesostructure could be positioned incorrectly. Correct the position with a corresponding recess in the unsintereed mesostructure moved into the correct position. Then, grind the shape out of an inCoris Zi meso block (see inLab 3D/inLab 3D for Abutments, Operator's Manual). Please observe the indications on designing, processing and sintering zirconium oxide in the instructions for use of inCoris Zi meso blocks.

5.2 Processing the CAD/CAM Titanium base, CEREC

5.2. Processing the CAD/CAM Titanium base, CEREC®
The diameter of the CAD/CAM Titanium base, CEREC® should not be reduced e.g. by grinding. It is not recommended to shorten the CAD/CAM Titanium base, CEREC®. The contact surfaces between the CAD/CAM Titanium base, CEREC® and the implant must not be blasted or processed in any other way.

Only the parts of the CAD/CAM Titanium base, CEREC® surface that will be glued to the mesostructure (50 µm aluminium oxide, max. 2.0 bar) should be blasted and then cleaned with alcohol or steam. Secure the CAD/CAM Titanium base, CEREC® in a laboratory analog to protect the internal connection. Use "PANAVIA™ F 2.0" (adhere to the Instructions for use relating to Panavia: www.kuraray-dental.de) extraoral.

- For better handling during the gluing process, insert the CAD/CAM Titanium base, CEREC® in a laboratory implant or a polishing aid.
- Cover the hexagon socket head of the abutment screw with wax.
- Mix the glue according to the manufacturer's instructions and apply it to the CAD/CAM Titanium base, CEREC®.
- Slide the sintered inCoris Zi mesostructure onto the base as far as it will go. Make sure it latches into the rotation and position stop.
- Remove excess glue immediately.
- Apply the Airblocker ("Oxyguard") to the transition point between ceramic and titanium and to the screw funnel to finish hardening the glue.
- After hardening, remove the residue glue with a rubber polisher.

5.3. Note for dental practitioners

The CAD/CAM Titanium bases are supplied in non-sterile condition. Please observe the instructions of the implant manufacturer.

5.3.1 Sterilization

The individual abutments must be sterilized prior to usage. Please observe the applicable legal regulations in the country and the applicable hygiene standards for the dental practice.

Only use validated sterilization procedures and comply with the hygiene rules for dental practices to sterilize the individual abutments. Observe the sterilization parameters.

Steam sterilization can be performed with the fractional vacuum or the gravitation procedure. The sterilization time is 5 minutes at 132°C/ 270°F or 15 minutes at 121°C/250°F. Perform steam sterilization using only equipment that complies with EN 13060 and EN 285 standards.

The sterilization procedures must be validated in accordance with EN ISO 17664. The responsibility for the sterilization of the individual abutments lies with the user. Make sure to only use suitable equipment, materials and product-specifically validated procedures for sterilization. Use validated procedures only. The equipment must be maintained and serviced regularly and properly. The dental technician that processes the CAD/CAM Titanium base, CEREC® and the mesostructure must inform the dentist of the need to sterilize the components before they are inserted in the patient's mouth!

5.3.2 Tightening torque

AnoTite screw CAD/CAM titanium base on model: manually
in mouth: 30 Ncm

6. Quality / Warranty and Liability / Development

Development, clinical testing, production and quality control of the tiologic® product range are completed in accordance with the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Sections 9 and 10 of our General Terms of Delivery and Payment apply with regard to warranty or liability – unless otherwise provided in this quick reference guide.


Warranty and liability are rendered void in particular if the products are not used by the operator or a third party in accordance with the instructions for use; this also applies if the tiologic® product range is used in combination with products of other manufacturers, which have not been specifically recommended for use by Dentaurum Implants.

Dentaurum Implants GmbH has no control over processing and application of the product, which are the sole responsibility of the user.

Technical advice (oral and written) is based on the scientific and technical knowledge available when the product is put on the market. It does not release the user from the responsibility of personally checking the suitability of the products for the intended indication and application. Advice is only given as a non-binding recommendation, which cannot be assumed to provide any form of assurance or guarantee.

All products are subject to continuous development based on current scientific knowledge and we reserve the right to make changes in the construction, design or material of the products.

7. Explanation of symbol

 Please refer to the label. Additional information can be found at www.dentaurum.de (Explanation of the symbols REF 989-313-00).

Date of Information: 05/15

Subject to modifications

CEREC® is a registered trademark of Sirona.

camlog® is a registered trademark of CAMLOG.

Mode d'emploi

pour base en titane CAD/CAM, CEREC®

1. Fabricant

Dentaurum Implants GmbH I Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Allemagne

2. Description sommaire

Chaque base en titane CAD/CAM, CEREC®, incluant une vis pour pilier, est fournie dans un état non stérile. Toutes les pièces sont strictement à usage unique. L'achat du scanbody devra se faire auprès de la société Sirona. On peut coller des pièces provisoires ou des mésostructures fabriquées sur mesure sur la base en titane CAD/CAM, CEREC®, En bouche, les pièces collées sont fixées sur l'implant adéquat à l'aide de la vis pour pilier. Le scanbody sert uniquement à enregistrer la position de l'implant en vue de sa conception au moyen du logiciel inLab 3D.

La base en titane CAD/CAM, CEREC® est disponible en différentes versions, chacune étant compatible avec un diamètre spécifique du système d'implants tiologic®.

Types d'implants	Diamètres d'implants	Base en titane CAD/CAM de Dentaurum Implants	TiBase Scanbody de Sirona
tiologic®	3.3 mm	386-195-00	62 82 615
	3.7 mm	386-295-00	
	4.2 mm	386-395-00	
	4.8 mm		
	5.5 mm		
tiologic® ST	3.3 mm	386-195-00	62 82 615
	3.7 mm	386-295-00	
	4.2 mm	386-395-00	
	4.8 mm		
	5.5 mm		

3. Matériel

base titane CAD/CAM	3.7165
vis AnoTite	3.7165

4. Utilisation conforme

Le système CAD/CAM Sirona Dental est particulièrement indiqué pour la réalisation des empreintes optiques nécessaires à l'enregistrement de la topographie dentaire, d'empreintes dentaires ou de modèles de plâtre selon la technique de conception et de fabrication assistées par ordinateur chez les patients nécessitant des prothèses ou des restaurations dentaires. Ce système permet également d'élaborer des mésostructures (prothèses dentaires restauratives utilisées en combinaison avec des piliers d'implants endo-osseux).

Ce système qui permet également d'élaborer des mésostructures comprend : la base en titane CAD/CAM, CEREC® Les bases en titane CAD/CAM, CEREC® sont des dispositifs prothétiques à fixer sur des implants, lesquels seront collés à des mésostructures afin de rétablir de bonnes conditions fonctionnelles et esthétiques en bouche.

Contre-indications :

- Hygiène bucco-dentaire insuffisante
- Manque d'espace
- Bruxisme
- Restauration de dents isolées avec selle en extension
- Restauration, dont la longueur est supérieure à celle de l'implant à une échelle de 1:1,25
- Restauration avec correction angulaire de plus de 15° pour la ligne de piliers S et 20° pour les lignes de piliers M et L par rapport à l'axe de l'implant
- En présence d'une faible largeur osseuse vestibulo-orale, des implants tiologic® de ø 3.3 mm sont à disposition. Ces implants ont un champ d'indications plus restreint en raison d'un diamètre réduit et d'une faible capacité à supporter les charges (en comparaison par exemple avec les implants tiologic® ø 4.2 mm). Dans un maxillaire édenté, il faut insérer au moins quatre implants tiologic® avec une barre d'immobilisation.
- Dans un maxillaire partiellement édenté, les restaurations sur implants doivent être réalisées en combinaison avec des implants tiologic® ø 4.2 mm ou ø 4.8 mm / ø 5.5 mm et la restauration doit être de nature monobloc fixée.
- Pour les restaurations avec des couronnes unitaires, les implants tiologic® de ø 3.3 mm ne peuvent être utilisés que pour les incisives inférieures ou les latérales supérieures et avec une longueur minimum de 11.0 mm.
- Pour les restaurations avec des couronnes unitaires sur les implants tiologic® de ø 3.7 mm, ø 4.2 mm, ø 4.8 mm, ø 5.5 mm, une longueur minimum de 9.0 cm est requise.

Uniquement pour les Etats-Unis

ATTENTION : Conformément à la législation fédérale américaine, ce produit ne peut être vendu qu'aux médecins, dentistes et professionnels habilités en la matière ou sur leur ordre.

5. Indications relatives à la mise en œuvre

5.1 Numérisation

- Insérez la base en titane CAD/CAM, CEREC® dans l'analogue de laboratoire du maître-modèle et vissez-la en vous servant de la vis AnoTite fournie.
- Insérez le scanbody approprié (voir point 2) dans la base en titane CAD/CAM, CEREC jusqu'à ce qu'il s'y adhère sans le moindre interstice ; respectez la rainure de guidage prévue à cet effet. Vous pouvez numériser le scanbody sans appliquer de poudre ou de spray.
- Enregistrez la situation au choix avec inEos Blue, inEos, CEREC® ou CEREC AC.
- A l'aide du logiciel inLab 3D for Abutments V3.65 ou du logiciel inLab 3D V3.80 (ou version supérieure), procédez à une conception individuelle de la mésostructure en respectant les indications suivantes : étant donné, qu'à l'heure actuelle, le système implantaire tiologic® n'est pas intégré dans le logiciel Sirona CEREC®, il est possible de recourir au système implantaire camlog® lors de la conception au moyen du logiciel. Pour ce faire, respecter les indications suivantes : vérifier la bonne position de la restauration avant le meulage. Si vous choisissez un système implantaire camlog® disposant de trois options de

positionnement, une correction peut s'avérer nécessaire. Si ceci n'est pas respecté, cela pourrait compromettre le bon positionnement de la mésostructure. Effectuez la correction en mettant l'évidement correspondant dans la position correcte au sein de la mésostructure non frittée. Meulez ensuite la forme à partir d'un bloc inCoris Zi meso (voir inLab 3D/inLab 3D for Abutments, Manuel de l'utilisateur). Veuillez respecter les indications relatives à la conception, aux retouches et au frittage de la zircone figurant dans le mode d'emploi des blocs inCoris Zi meso.

5.2 Mise en œuvre de la base en titane CAD/CAM,

Modo de empleo base de titanio CAD/CAM, CEREC®

1. Fabricante

Dentaurum Implants GmbH I Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Alemania

2. Descripción breve

Una base de titanio CAD/CAM, CEREC® se suministra con un tornillo AnoTite, los dos sin esterilizar. Todos los componentes están pensados para un solo uso. El cuerpo de escaneado debe ser pedido por separado en Sirona. En la base de titanio CAD/CAM, CEREC® pueden pegarse mesoestructuras adaptadas individualmente o piezas provisionales. Los componentes adheridos se fijan en la boca al implante con el tornillo AnoTite.

El cuerpo de escaneado sirve sólo para registrar la posición del implante para el diseño en el software inLab 3D.

La base de titanio CAD/CAM, CEREC® está disponible en diferentes versiones, cada una compatible con un diámetro determinado del sistema de implantes tioLogic®.

Tipo de implante	Diámetro de implante	Base de titanio CAD/CAM de Dentaurum Implants	Cuerpo de escaneado TiBase de Sirona
tiologic®	3.3 mm	386-195-00	62 82 615
	3.7 mm	386-295-00	
	4.2 mm		
	4.8 mm	386-395-00	62 82 623
	5.5 mm		
tioLogic® ST	3.3 mm	386-195-00	62 82 615
	3.7 mm	386-295-00	
	4.2 mm		
	4.8 mm	386-395-00	62 82 623
	5.5 mm		

3. Materiales

CAD/CAM Titanbasis	3.7165
Tornillo AnoTite	3.7165

4. Uso previsto

El sistema Sirona Dental CAD/CAM está diseñado para crear impresiones ópticas a fin de determinar rasgos topográficos de dientes, impresiones dentales o modelos de escayola con diseño y fabricación asistidos por ordenador (CAD/CAM) para pacientes que necesitan restauraciones o prótesis dentales. El sistema también está indicado para elaborar mesoestructuras (prótesis dentales restauradoras en combinación con pilares de implantes endóseos). El sistema para fabricar mesoestructuras comprende: la base de titanio CAD/CAM, CEREC®. Las bases de titanio CAD/CAM, CEREC® se fijan en un implante como base de titanio protética para adherirlas a la mesoestructuras a fin de restablecer el funcionamiento y la estética en la boca.

Contraindicaciones:

- Falta de higiene oral
- Falta de espacio
- Bruxismo
- Restauraciones unitarias con extremos libres
- Restauraciones cuya longitud excede la proporción de 1 a 1.25 en comparación con la longitud del implante
- Restauraciones que requieren una corrección angular superior a los 15° en la serie S y a los 20° en las series M y L en relación al eje del implante.
- Dentaurum Implants ofrece implantes tioLogic® de Ø 3.3 mm para pacientes con crestas alveolares demasiado estrechas. Debido al diámetro pequeño y la capacidad de carga reducida (comparado con el implante tioLogic® de Ø 4.2 mm), estos implantes tienen una gama de indicaciones reducida. En pacientes totalmente desdentados, cuatro o más implantes tioLogic® deben insertarse con una restauración de barra ferulizada. En pacientes parcialmente desdentados, restauraciones implantosoportadas deben ser combinados con implantes tioLogic® de Ø 4.2 mm, Ø 4.8 mm or Ø 5.5 mm y una restauración protética fija ferulizada. En restauraciones unitarias, los implantes tioLogic® de Ø 3.3 mm deben ser utilizados para los incisivos inferiores o para los incisivos superiores laterales y únicamente con una longitud de implante mínima de 11.0 mm. Restauraciones unitarias en implantes tioLogic® de Ø 3.7 mm, Ø 4.2 mm, Ø 4.8 mm or Ø 5.5 mm requieren una longitud de implante mínima de 9.0 mm.

Sólo para EE.UU.

PRECAUCIÓN: Según la ley federal de los EE.UU., este producto sólo debe venderse a médicos, odontólogos y profesionales certificados o bajo prescripción facultativa.

5. Notas de procesamiento

5.1 Escaneado

- Fije la base de titanio CAD/CAM, CEREC® en la réplica del implante apropiada en el modelo maestro con el tornillo AnoTite suministrado.
- Inserte el respectivo cuerpo de escaneado (ver apartado 2) en la base de titanio CAD/CAM, CEREC® hasta que asiente perfectamente utilizando la ranura de guía prevista. El cuerpo de escaneado puede escanearse sin polvo o spray de escaneado.
- Realice una impresión óptica del modelo opcionalmente con inEos Blue, inEos, CEREC® 3 o CEREC® AC.
- Construya la forma individual de la mesoestructura con el software inLab 3D for Abutments V3.65 o con inLab 3D V3.80 (o superior) observando las siguientes indicaciones: Ya que de momento el sistema de implantes tioLogic® no está integrado en el programa Sirona CEREC®, se puede seleccionar el sistema de implantes camlog® como alternativa para la elaboración dentro del programa. Por favor observe las siguientes indicaciones: Asegúrese de que la construcción esté en la posición correcta antes del tallado. Si selecciona el sistema de implantes camlog® de 3 posiciones, probablemente será necesaria una corrección de posición. Si las indicaciones de corrección no son observadas, la posición de la mesoestructura puede ser incorrecta. Corrija la posición a través de un corte en la mesoestructura no sinterizada en la posición corregida. A continua-

ción talte la forma a partir de un bloque inCoris ZI meso (ver inLab 3D for Abutments, Manual del Operador). Por favor observe la notas para el diseño, el rectificado y la sinterización del óxido de circonio en el manual de procesamiento de los bloques inCoris ZI meso.

5.2 Procesamiento de bases de titanio CAD/CAM, CEREC®

El diámetro de las bases de titanio CAD/CAM, CEREC® no debe reducirse, p.ej. mediante tallado. No se recomienda acortar la base de titanio CAD/CAM, CEREC®. No se deben chorrear o modificar de ningún modo las superficies de contacto entre la base de titanio CAD/CAM, CEREC® y el implante.

Únicamente la parte de la superficie de la base de titanio CAD/CAM, CEREC® que será adherida a la mesoestructura (50 µm óxido de aluminio, max. 2.0 bar) se debe chorrear y después limpiar con alcohol o vapor. Para proteger la conexión interna debe fijarse la base de titanio CAD/CAM, CEREC® en la réplica del implante. Utilice "PANAVIA™ F 2.0" (Observe las instrucciones de Panavia: www.kuraray-dental.de) extraoralmente.

- Para mejorar la manipulación durante la adhesión, inserte la base de titanio CAD/CAM, CEREC® en un implante de laboratorio o en un soporte de pulido.
- Cubra la cabeza hexagonal interior del tornillo AnoTite con cera.
- Mezcle el adhesivo según las especificaciones del fabricante y aplíquelo a la base de titanio CAD/CAM, CEREC®.
- Deslice la mesoestructura sinterizada inCoris ZI sobre la base hasta el tope. Asegúrese de que encaje el seguro de rotación y posición.
- Elimine inmediatamente el exceso de adhesivo grueso.
- Aplique el sellador ("Oxyguard") en la zona de transición entre la cerámica y el titanio y en la chimenea del tornillo para finalizar el endurecimiento del adhesivo.
- Después del endurecimiento, elimine los restos de adhesivo con un pulidor de goma.

5.3 Indicaciones para el odontólogo

La base de titanio CAD/CAM se suministra sin esterilizar. Por favor observe las instrucciones del fabricante de implante.

5.3.1 Esterilización

El pilar individual debe esterilizarse antes de su utilización. Deben cumplirse las disposiciones legales vigentes en el país y las normas de higiene de la clínica dental. Recurra únicamente a los procesos de esterilización válidos y adhiera a las reglas de higiene para clínicas dentales para esterilizar los pilares individuales. Deben observarse los parámetros de esterilización.

La esterilización puede realizarse mediante el proceso de vacío fraccionado o el de gravitación. La esterilización debe durar 5 minutos a 132°C o 15 minutos a 121°C. Utilice únicamente equipos conformes con las normas EN 13060 a EN 285 para la esterilización con vapor.

La esterilización de los pilares individuales es responsabilidad del usuario. Debe asegurarse de emplear únicamente equipos, materiales y procesos válidos específicos del producto en la esterilización. Debe asegurarse de que los procesos empleados hayan sido validados. La revisión y el mantenimiento de los equipos deben realizarse de forma regular y según las indicaciones. El técnico dental que trabaja la base de titanio CAD/CAM, CEREC® y la meso-estructura debe advertir al usuario que es precisa la esterilización antes de la utilización en la boca del paciente!

5.3.2 Torque de apriete

Tornillo AnoTite para base de titanio CAD/CAM en el modelo: a mano
en boca: 30 Ncm

6. Calidad / Garantía y responsabilidad / Desarrollo

El desarrollo, la comprobación clínica, la fabricación y el control de calidad de la gama de productos tioLogic® se realizan siguiendo la Directiva 93/42/CEE para productos sanitarios.

En caso de garantía y responsabilidad tendrán vigencia – exceptuando las reglamentaciones especiales indicadas en esta descripción breve – los párrafos 9 y 10 de nuestras Condiciones generales de suministro y pago.

Existirá una exención de responsabilidad particularmente en el caso de un uso no adecuado de los productos por parte del usuario o terceros; esto también es válido para una combinación de la gama de productos tioLogic® con productos ajenos, cuyo uso no haya sido expresamente recomendado por Dentaurum Implants.

La manipulación y el uso del producto tienen lugar fuera del control de Dentaurum Implants GmbH y son responsabilidad única del usuario.

El asesoramiento en las técnicas de aplicación (oral y escrito) se realiza según el nivel actual de la ciencia y la técnica, conocido en el momento de poner en circulación el producto. No exime al usuario de la obligación de verificar por cuenta propia la idoneidad de los productos para la indicación y los usos previstos. Se trata únicamente de recomendaciones sin compromiso, de las cuales no pueden derivarse seguridades o garantías de tipo alguno.

Todos los productos están sometidos a un perfeccionamiento continuo teniendo en cuenta el estado actual de conocimientos científicos – reservado el derecho a modificar la construcción, el diseño y el material.

7. Aclaración de los símbolos utilizados



Por favor observe la etiqueta. Más indicaciones se hallan en internet en www.dentaurum.de (Explicación de los símbolos REF 989-313-00).

Fecha de la información: 05/15

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios

CEREC® es una marca registrada de Sirona.

camlog® es una marca registrada de CAMLOG.

Modalità d'uso per basi in titanio CAD/CAM, CEREC®

1. Fabbrikante

Dentaurum Implants GmbH I Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Germania

2. Descrizione breve

Ciascuna base in titanio CAD/CAM, CEREC® viene fornita non sterile, assieme ad una vite per abutment. Tutte le parti sono esclusivamente monouso. Il corpo di scansione deve essere acquistato separatamente dalla ditta Sirona.

Sulle basi in titanio CAD/CAM, CEREC® possono essere incollate mesostrutture individuali finite o provvisori. Le parti incollate vengono poi avvitate in bocca sugli impianti con le viti per abutment.

Il corpo di scansione viene utilizzato per determinare la posizione dell'impianto per la costruzione con il software inLab 3D.

La base in titanio CAD/CAM, CEREC® è disponibile in diverse versioni, compatibili con i vari diametri degli impianti tioLogic®.

Tipo d'impianto	Diametro dell'impianto	Base in titanio CAD/CAM per Dentaurum Implants	TiBase Scanbody Sirona
tiologic®	3.3 mm	386-195-00	62 82 615
	3.7 mm	386-295-00	
	4.2 mm		
	4.8 mm	386-395-00	62 82 623
	5.5 mm		
tioLogic® ST	3.3 mm	386-195-00	62 82 615
	3.7 mm	386-295-00	
	4.2 mm		
	4.8 mm	386-395-00	62 82 623
	5.5 mm		

3. Materiali

CAD/CAM base in titanio	3.7165
Vite AnoTite	3.7165

4. Uso conforme

Il sistema CAD/CAM Sirona Dental è indicato per la preparazione di impronte ottiche per registrare le caratteristiche topografiche dei denti, delle impronte dentali o dei modelli in gesso con l'ausilio della progettazione computer guidata e della produzione, necessari per la realizzazione della riabilitazione protesica.

Il sistema può essere utilizzato anche nella lavorazione di mesostrutture (protesi dentarie riabilitative in combinazione con abutment implantari endossei). Il sistema, che può essere impiegato anche per l'elaborazione di mesostrutture, comprende: basi in titanio per CAD/CAM, CEREC®.

Le basi in titanio CAD/CAM, CEREC® vengono fissate all'impianto come base protesica in titanio da incollare su mesiostrutture al fine di ripristinare la funzione e l'estetica orale del paziente.

Controindicazioni:

- insufficiente igiene orale
- mancanza di spazio
- bruxismo
- restauri di denti singoli con selle libere
- restauri a cui lunghezza supera il rapporto di 1:1,25 rispetto alla lunghezza dell'impianto
- restauri con correzione angolare rispetto all'asse dell'impianto superiore a 15° per la linea di abutment S e superiore a 20° per le linee di abutment M ed L
- per indicazioni con scarso spessore osseo vestibolo-orale, sono disponibili gli impianti tioLogic® da ø 3.3 mm che tuttavia hanno il loro limite nel minor diametro e nell'inferiore resistenza alla deformazione rispetto ad es. agli impianti tioLogic® da ø 4.2 mm.
- In mascellari edentuli, il numero minimo di impianti tioLogic® da inserire è di almeno 4 unità, tra loro solidarizzati con una barra.
- In mascellari parzialmente edentuli, la riabilitazione implanto-supportata deve essere combinata con impianti tioLogic® da ø 4.2 mm o ø 4.8 mm / ø 5.5 mm e la protesi deve essere saldamente bloccata.
- Nei restauri con corone singole, gli impianti tioLogic® da ø 3.3 mm devono essere utilizzati solo per gli incisivi inferiori o per i laterali superiori e solo nella lunghezza di almeno 11.0 mm.
- Nei restauri con corone singole su impianti tioLogic® da ø 3.7 mm, ø 4.2 mm, ø 4.8 mm e ø 5.5 mm, considerare una lunghezza minima di 9.0 mm.

Solo per USA

ATTENZIONE: in conformità alla legislazione USA, questo prodotto può essere venduto esclusivamente a medici, odontoiatri o soggetti abilitati all'esercizio della professione odontoiatrica.

5. Indicazioni d'uso

5.1 Scansione

- Inserire la base in titanio CAD/CAM, CEREC® sul corrispondente analogo nel modello master e avvitarla saldamente con l'allegata vite AnoTite.
- Inserire il relativo corpo di scansione (vedi punto 2) alla base in titanio CAD/CAM, CEREC® senza lasciare fessure tra i due elementi e controllando il posizionamento delle previste scanalature di guida. Il corpo di scansione può essere scansionato senza l'uso di polveri o spray.
- Registrare la situazione sia con inEos Blue che con inEos, con CEREC® 3 o con CEREC® AC.
- Con il software inLab 3D for Abutments V3.65 o con il software inLab 3D V3.80 (o superiore), costruire la forma individuale della mesostruttura osservando le seguenti indicazioni: poiché al momento attuale il sistema tioLogic® non è stato integrato nel software Sirona CEREC®, per l'elaborazione possono essere impiegato il sistema implantare camlog®. In tal caso è necessario tenere in buon conto: verificare la corretta posizione della costruzione prima della rettifica. Se viene scelto il sistema implantare camlog® con tre possibilità di posizionamento può, in certe situazioni, rendersi necessaria una correzione. In caso contrario la mesiostruttura potrebbe non essere perfettamente allineata. La correzione consiste nell'introdurre la rientranza nella corrispondente

posizione corretta sulla mesostruttura non sinterizzata. Rifinire la forma da un mesobloccetto inCoris ZI (vedi Manuale per l'utilizzatore inLab 3D/inLab 3D per abutment). Osservare assolutamente le indicazioni relative alla costruzione, rifinitura e sinterizzazione dell'ossido di zirconio riportate nel manuale d'uso del mesobloccetto inCoris ZI.

5.2 Lavorazione della base in titanio CAD/CAM, CEREC®

Il diametro della base in titanio CAD/CAM, CEREC® non deve essere ridotto, ad es. nella rifinitura. Si sconsiglia l'accorciamento della base in titanio CAD/CAM, CEREC®. Le superfici di contatto della base in titanio CAD/CAM, CEREC® con l'impianto non devono né essere sabbiate né altrimenti lavorate!

Devono essere sabbiate solo le superfici della base in titanio CAD/CAM, CEREC® previste per l'incollaggio con la mesostruttura (ossido di alluminio da 50µ, max. 2,0 bar) e successivamente pulite (alcol o vapore). A protezione della connessione interna, la base in titanio CAD/CAM, CEREC® deve essere fissata ad un analogo. Per l'incollaggio della base in titanio CAD/CAM, CEREC® alla mesostruttura sinterizzata inCoris ZI, utilizzare l'adesivo „PANAVIA™ F 2.0" (osservare le istruzioni d'uso Panavia: www.kuraray-dental.de) extraoral.

- Per semplificarne l'utilizzo, si consiglia di avvitare la base in titanio CAD/CAM, CEREC® su un analogo o su un supporto di lucidatura.
- Coprire con cera la testa dell'esagono interno della vite dell'abutment.
- Miscelare il collante seguendo le indicazioni del produttore e applicarlo alla base in titanio CAD/CAM, CEREC®.
- Chiudere la mesostruttura sinterizzata inCoris ZI fino a battuta. Assicurarsi del bloccaggio del dispositivo di sicurezza antirotazionale e di posizione.
- Asportare immediatamente le grossolane eccedenze di collante.
- Per l'indurimento finale del collante, portare l'Airblocker („Oxyguard") sul passaggio ceramica/titanio e nel canale della vite.
- Dopo l'indurimento, eliminare con un gommino le altre eccedenze di collante.

5.3 Indicazioni per l'odontoiatra

Le basi in titanio CAD/CAM vengono fornite non sterili. Devono essere seguite le istruzioni d'uso del fabbricante del sistema implantare impiegato

5.3.1 Sterilizzazione

Gli abutment individuali devono essere sterilizzati prima dell'uso. Inoltre, devono essere rispettate le disposizioni di legge vigenti localmente nonché le normali indicazioni di igiene proprie dello studio dentistico. Per la sterilizzazione degli abutment individuali, utilizzare solo sistemi di igiene orale e di sterilizzazione validati. Osservare i parametri di sterilizzazione. La sterilizzazione tramite vapore può essere adottata con metodo di vuoto frazionato o di gravitazione. Il tempo di sterilizzazione è di 5 minuti a 132 °C o di 15 minuti a 121 °C. La sterilizzazione tramite vapore deve essere effettuata con attrezzature conformi alla normativa EN 13060 nonché EN 285.

La validazione del processo di sterilizzazione è conforme alla normativa EN ISO 17664. La responsabilità per la sterilizzazione degli abutment individuali rimane dell'utilizzatore. È necessario considerare che, per la sterilizzazione, vengano impiegati solo macchinari idonei nonché materiali e tecniche validate. A tal proposito, occorre garantire che anche le procedure utilizzate siano validate.

Le attrezzature e i macchinari devono essere conservati in buono stato d'uso e con una adeguata e periodica manutenzione.

L'utilizzatore (odontotecnico) della base in titanio CAD/CAM, CEREC® e quello della mesostruttura devono ricordare al clinico la necessaria sterilizzazione prima dell'inserimento della protesi in bocca al paziente!

5.3.2 Torque

Vite AnoTite della base in titanio CAD/CAM su modello: manuale
in bocca: 30 Ncm

6. Qualità / Garanzia e responsabilità / Sviluppo

Lo sviluppo, gli studi clinici, la produzione ed il controllo di qualità del programma di prodotti tioLogic® sono realizzati secondo le direttive per i prodotti medicali 93/42/CEE.

Per la garanzia e la responsabilità sono validi i paragrafi 9 e 10 delle nostre Condizioni di vendita, salvo diversamente descritto in queste brevi istruzioni per l'uso. La garanzia e la responsabilità decadono in caso di uso non corretto del prodotto da parte dell'utilizzatore o di una terza persona. Ciò vale anche nel caso di combinazione di prodotti del programma tioLogic® con materiali di altre aziende, procedura espressamente sconsigliata da Dentaurum Implants.

La lavorazione e l'uso dei prodotti avviene al di fuori della possibilità di controllo da parte di Dentaurum Implants GmbH e restano quindi ad esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

La consulenza tecnica (orale o scritta), è basata secondo l'ultimo livello scientifico e tecnologico conosciuto al momento della messa in commercio del prodotto.

Questa non esonera l'utilizzatore dal dovere di controllo del prodotto per l'indicazione e l'uso previsti. Si tratta, in questo caso, esclusivamente di consigli non vincolanti, dai quali non può essere dedotta alcuna assicurazione o garanzia. Tutti i prodotti sono sottoposti a continuo sviluppo, in osservanza dell'attuale livello di conoscenza scientifica. Si riserva il diritto di apportare modifiche di costruzione, design e nei materiali.

7. Spiegazione dei simboli



Si prega di osservare quanto riportato sull'etichetta. Ulteriori indicazioni sono disponibili nel sito internet www.dentaurum.de (spiegazione dei simboli REF 989-313-00).

Data dell'informazione: 05/15

Con riserva di apportare modifiche

CEREC® è un marchio registrato di Sirona.

camlog® è un marchio registrato di CAMLOG.

CEREC®

CE 0483



Gebrauchsanweisung für die CAD/CAM-Titanbasen, CEREC®

Instructions for use CAD/CAM Titanium base, CEREC®

Mode d'emploi pour base en titane CAD/CAM, CEREC®

Modo de empleo base de titanio CAD/CAM, CEREC®

Modalità d'uso per basi in titanio CAD/CAM, CEREC®

Für Ihre Fragen zur Verarbeitung unserer Produkte steht Ihnen unser Customer Support gerne zur Verfügung.

Hotline zahnärztliche Implantologie	+497231/803-590
Hotline zahntechnische Implantologie	+497231/803-410
Telefonische Auftragsannahme	+497231/803-560

Mehr Informationen zu Dentaurum-Produkten finden Sie im Internet.

www.dentaurum.de

Stand der Information:

Date of information:

Mise à jour :

Fecha de la información:

Data dell'informazione:

05/15